

Cuchilletes oftálmicos

SIDAPHARM




Nuestros cuchilletes microquirúrgicos son para todo tipo de procedimientos oftalmológicos. Permiten un mayor control y precisión, son muy afilados, lo que da como resultado una incisión de alta calidad y aun así mantiene bajos costos.

- Tecnología de electropulido
- Micro-rugosidad minimizada
- Bajos niveles de contaminación
- Limpieza de superficies

Indicaciones de uso

Los cuchillos microquirúrgicos oftálmicos se utilizan durante las operaciones de cirugía oftálmica para hacer incisiones precisas que se encuentran entre las condiciones previas para la aplicación en intervenciones quirúrgicas oftalmológicas delicadas.

Cuchilletes oftálmicos



Materiales

Cuchilla: Acero inoxidable

Mango: Policarbonato

Bandeja: Policarbonato

Empaque

Cada cuchillete es empacado individualmente en una bolsa para asegurar la esterilidad. Y cada producto viene empacado en su respectiva caja.

Precauciones

- Almacene cualquier producto nuevo en un lugar seco, limpio y seguro.
- Evite las altas temperaturas, la humedad, la luz solar directa y conservar a temperatura ambiente.

- No conservar en un lugar con productos químicos y gases.
- Conservar el material del paquete en un estado de no rotura y sin orificios
- Es necesario confirmar el período de uso en cada paquete y caja.
- Al confirmar el período de uso en cada paquete y caja, elimine los productos cuyo período de uso haya caducado.
- Antes de cada uso, inspeccione el producto en busca de: componentes sueltos, doblados, rotos, agrietados, desgastados o fracturados.
- Si el producto está dañado o defectuoso, no lo use y déjelo a un lado.
- Evite el contacto de las cuchillas delicadas en las puntas con superficies duras u otros instrumentos.

Contraindicaciones

- No usar pasada la fecha de expiración
- No usar si el empaque ha sido abierto previamente pues se comprometen las condiciones de asepsia del producto.

Cuchilletes oftálmicos

Símbolos

	Producto con marcación de conformidad europea
	Fecha de fabricación
	Esterilizado con óxido de etileno
	No re-esterilizar
	Mantener alejado de la luz solar directa
	Precaución
	Fabricado por
	Fecha de expiración
	No re-usar
	Número de lote
	El producto debe ser almacenado en un lugar seco
	No usar si el empaque está dañado o abierto.

Referencias de cuchilletes

Tipo	Descripción	Ref
 Crescent	Angulado	62003
	Derecho	62003-1
 MVR	19G Derecho (1.1 mm)	62004
	19G Angulado (1.1 mm)	62009
	20G Derecho (0.9 mm)	62005
	20G Angulado (0.9 mm)	62010
	23G Derecho (0.6 mm)	62007
	23G Angulado (0.6 mm)	62012
 Slit	2.20 mm Angulado	62016
	2.40 mm Angulado	62017
	2.60 mm Angulado	62052
	2.75 mm Angulado	62018-1
	2.80 mm Angulado	62018
	3.00 mm Angulado	62019
	3.20 mm Angulado	62020
 Stab	15°	62000
	22.5°	62021
	30°	62001
	45°	62002
 Implant	5.20 mm Angulado	62027